


# Fischer

[Accueil](#) / [BBI](#) / [Produits](#) / [Fixation](#)

## Fixation WST Klik pour lavabos suspendus

Le kit de fixation WST Klik de Fischer a été composé pour permettre à une personne seule de poser d'une façon rapide et sûre des lavabos suspendus.

La procédure débute avec l'installation de chevilles SX dans le support mural et l'insertion de vis à double filetage en acier zingué convenant aux milieux humides. Ensuite, un entonnoir et un écrou à collerette en nylon sont placés de part et d'autre des passages de fixation ménagés dans le lavabo, un clic sonore venant garantir la bonne connexion de ces éléments. Il suffit alors de placer le lavabo contre le mur, un deuxième clic sonore venant confirmer la bonne mise en place des ensembles entonnoir / écrou à collerette sur la vis à double filetage, avant de régler le niveau du sanitaire par la rotation de l'écrou à collerette. Un écrou M10 sur rondelle vient parachever l'opération en verrouillant la fixation.



Fischer commercialise en un kit tous les éléments permettant cette fixation de lavabo suspendu avec deux références correspondant à des profondeurs d'ancrage différentes (chevilles SX12 ou SX14).